

www.awaretech.eu

Программируемая открытая система

Stat Fax® 3300

Биохимический анализатор



Stat Fax — более 25 лет на службе лабораторий по всему миру!

Компактная конструкция,
большой жидкокристаллический дисплей
и легкий в использовании интерфейс делает
биохимический анализатор Stat Fax® 3300
премиальным выбором для вашей лаборатории.

Биохимический анализатор Stat Fax® 3300

Конфигурация оптической системы	Однолучевая с непрерывно поворачивающимся колесом фильтров, моно- или биохроматическое измерение, 8 позиций фильтров
Источник света	Галогеновая лампа с вольфрамовой нитью, 10 Вт
Фильтры (длины волн)	340, 405, 450, 505, 545, 580, 630 нм (стандартная комплектация)
Точность установки длины волны	± 3 нм
Измерительные емкости	1 см, квадратная кювета 12 мм, круглая пробирка Проточная кювета
Минимальный объем пробы	250 мкл
Термостат	Внешний на 18 пробирок, с поддержанием температуры 37 °С (опция)
Принтер	Встроенный
Ширина бумаги	110 мм
Время измерения, расчета и печати результата	3 секунды на пробирку
Дисплей	Графический, жидкокристаллический с подсветкой 240×140
Диапазон линейности измерения	От 0 до 2,5 единицы оптической плотности (A)
Методы расчета и измерения	Абсорбция, калибровка по стандарту, калибровка по фактору, многоточечная калибровка (до 7 стандартов), многоточечная калибровка % Abs (до 7 стандартов), кинетика (последовательно или группами) по стандарту или фактору, по фиксированному времени по стандарту или фактору
Память	120 тестов, более 500 результатов пациентов, 500 результатов контроля
Электропитание	90–260 В (автонастройка), 50–60 Гц, 60 Вт, CAT II Предохранители: 2,5 А/250 В, 2,0 А/250 В



Набор для проверки фотометра Redi-Check®

ISO 13485:2016



Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.



Awareness Technology Europe
Brown-Boveri Straße 6, B17-1
2351, Weiner Neudorf, Austria
tel.: +43 (0) 2236 892465, fax: +43 (0) 2236 892464
info@awaretech.eu, www.awaretech.eu

Официальный дистрибьютер